



## **Modalité de prélèvement et conditions de conservation**

- Les prélèvements sur écouvillon doivent être mis en milieu de transport et être acheminés rapidement au laboratoire (délai maximum de conservation 24h à température ambiante).
- Les prélèvements pour la recherche de Chlamydiae et/ou Mycoplasmes, doivent être mis en milieu de transport spécifique.
- Recherche d'Herpès : contacter le laboratoire pour se procurer un milieu de transport spécifique.
  
- Pour les autres prélèvements, transmettre rapidement au laboratoire (dans les 2 heures) ou appeler le laboratoire pour connaître les conditions de conservation.

Le laboratoire pourra refuser un prélèvement en cas d'absence :

- d'identification de l'échantillon.
- d'origine (nature) précise du prélèvement.